



Soft Care® MED

Disinfettante per le mani - Reg. Min. Sal. 20412

Descrizione

Soft Care MED è un gel alcoolico ad azione disinfettante per le mani. Il prodotto è adatto all'uso nelle aree di lavorazione degli alimenti e in ambienti ad alto rischio come gli ospedali.

Caratteristiche principali

- Soft Care MED è un disinfettante per le mani composto da n-propanolo e isopropanolo, polimeri addensanti e umettanti. La miscela di alcool svolge un'elevata azione disinfettante, rimuovendo funghi e batteri, per un'igiene profonda della cute.
- La sua formula gel consente un tempo di contatto prolungato del prodotto con la pelle e di conseguenza una maggiore efficacia. Inoltre, contiene un agente idratante che lascia la pelle morbida.
- Soft Care Line MED non contiene profumo ed evita quindi l'alterazione organolettica del cibo da parte degli operatori delle aziende alimentari.

Benefici

- Contiene una miscela di n-propanolo e iso-propanolo altamente disinfettante
- Ideale per la disinfezione delle mani
- E' senza profumo, adatto all'uso nelle aree di lavorazione degli alimenti.
- Contiene un agente idratante che previene secchezza e irritazione della pelle.

Modalità d'uso

Applicare 5 ml di Soft Care MED sulle mani pulite e asciutte e sugli avambracci e massaggiare prestando particolare attenzione ai polpastrelli, alle unghie e allo spazio tra le dita.

Soft Care MED evapora lasciando la pelle asciutta, morbida ed idratata.



**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



Soft Care® MED

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: gel limpido incolore

Peso Specifico (20°C): 0.85

Viscosità [m.Pas; 25°C]: 100

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Evitare temperature estreme (0°C/+30°C).

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

Test di efficacia

Soft Care MED è stato approfonditamente testato e incontra gli standard delle seguenti Norme Europee:

EN1500 (15 secondi, 5ml)

EN13727 (condizioni di pulito, 15 secondi)

EN13727 ceppi MRSA (condizioni di pulito, 15 secondi)

EN13624 lieviticida (condizioni di pulito, 15 secondi)

EN1275 (condizioni di pulito, 15 secondi)

EN1276 (condizioni di pulito, 30 secondi)

EN1560 lieviticida (condizioni di pulito, 15 secondi)

EN14348 (condizioni di pulito, 15 secondi)

EN12791 (120secondi, 3ml)

Soft Care MED è stato sottoposto a numerosi test dermatologici.

Gli esiti dei test dimostrano che Soft Care Med ha una buona compatibilità con la pelle.